



## eakin Cohesive® stomawrap

IS

eakin Cohesive® stomawrap eru rakadrægar húverandið þéttumburir sem verna húð umhverfis stóma og sár í grend fyrir skadlegum líkamsvökmum með bvi að bua til húverandið gel. Góð violodún á báðum hildum tryggir að umbúrdur haldist trygglega vel urzældum með ójafna húð.

### Aftu notku

- Stómapéting.
- Þéttileini umhverfis fistil og sár.
- Þéttileini ójafna húð.

**Aftaður notendur:**  
Eyrir einstaklinga með stóma, einstaklinga sem meðhöndla fistil eða sár, heilbrigðisstafsfólk og ummónunarara.

### Notkunarleiðbeiningar:

- Áselning**
1. Harfingið úr ytri umhverfum.
  2. Ganga úr skugga um að húðin á svæðinu sé hrein og laus til leifar af kremi fistu.
  3. Þátaðu þéttungin í höndunum í 20 - 30 sekúndum bar til hún er mjuk óáur en hílfarskifur er fjarlægðar. Tegvý eakin Cohesive® stomawrap varlega eftir þórum til að hún passi yfir.
  4. Nokurnarsvæðið, það getur einnig burft að skera og stóma.
  5. Setjið á heila húð með léttum brýstingi og haldið við í stuttan tímum til eakin Cohesive® stomawrap-þéttungin er tryggleg fóst. Móðauð þéttung að botni stóma eða að þárs eða.
  6. Látið báða endana skarfi til að fá trygga húðvörn. Látið báða endana skarfi og gangið úr skugga um að hún passi vel með engum góftum til að veit sem bestu húðvörn.
  7. Setjið allan stómbáunað beint á yfirborð eakin Cohesive® stomawrap-þéttungarnar. Styðjið við með léttum brýstingi eakin Cohesive® stomawrap-þéttungina og húðina umhverfis.
- Fjarlæging**  
Fjarlægioð stómbáunað af líkamanum. Fjarlægið eakin Cohesive® stomawrap-þéttungina með bvi að nála henni og skafa varlega frá ytri kanti. Burrkundu varlega til að ryggja að húðin sé hrein og bur.
- Hægt er að nota sérhánum límlausarefni til að fjarlægið leifar af eakin Cohesive® stomawrap sem eftir eru á líkamanum.
- Fórgun**  
Fórgjó notaði vörðu í samræmi við gildandi svæðibundnar reglur eftir notku.

### Viðvaranir og varúðaráðstafanir

Vinsmeða húðu sambanda við heilbrigðisstafsmann en fyrir fyrir tilgangi, roða og óbreygindanum húðu bari sem varan hefur ófært notu. Ef þú finnur fyrir enni hvernig bessara einkenna meðan að notkun stendur staða hæfta og hafa samband við heilbrigðisstafsmann. Notið ekkj a rotna húð eða opin.

Endurnotkun á einnota vörum getur haft fór með sér sykingarhæftu og dreigji úr virki vóurnar.

**Aðrar upplýsingar**  
Geymid lærett í umhverfum við herbergishita á milli 10 °C og 30 °C. Ekkj kæla ófrost.

**eakin®** tekur enga óþýðum eða óðru tjóni sem kann að verða ef varan er notuð óannan hatt að í samræmi við nýverðan leibeiningar **eakin®**.

Tilkynna skal óll alvarleg atvik i tengslum við notkun vórnar til framleiðsins og lögðumst yfirlaði. Í því landi sem notkunin á sér stað. Alvarleg atvik er alvarleg versnun heilsu einstaklings eða andlát.

## eakin Cohesive® stomawrap

PL

Usszczelki eakin Cohesive® stomawrap to pochtanajacige wilgo uszczelki ochronne skóre wokó stómi lub rany przed szkodliwym atakiem agresywnych pływnów ustrojowych tworząc żel ochronny. Wysoka lepkość po obu stronach zapewnia, że każde zabezpieczenie jest bezpiecznie utrzymywane w pozycji na ciele.

### Przeciążanie

- Uszczelniwanie stómi.
- Średkiem uszczelniającym wokół przekot i ran.
- Zewnętrzny środek do pakowania na nierównie skóre.

### Docalceni užylkownicy

Dla ostomatičkow, osób opatrujących przekot lub rany, pracowników służby zdrowia i opiekunów.

### Instrukcja obsługi: Zastosowanie

1. Zdejmij plombę z zewnętrznego opakowania.
2. Upewnij się, że obserwujesz zgodność z aplikacją i zastosowaniem.
3. Przygotuj zdejmiony dysk ochronny i krem.
4. Przygotuj skórę ochronną i dysk nałożycielski, aby ogrzać uszczelki w rekach przez 20 - 30 sekund do miękkości. Delikatnie rozciagnij eakin Cohesive® stomawrap w zależności od potrzeb, aby dopasować ją do miejsca aplikacji. eakin Cohesive® stomawrap jest wstępnie wyciągnięty.

dzięki czemu łatwiej dopasowuje się do dużych, owalnych lub nieregularnych w kształcie stómi. 5. Nałożyć na skórę z delikatnym ściśnięciem i przytrzymaj przez krótki czas, aż eakin Cohesive® stomawrap zostanie pewnie zamocowany. Uformować uszczelkę eakin Cohesive® stomawrap w kierunku podstawy stómi lub krawędzi rany lub.

6. Umieść na siebie dwie kopie produktu, w celu uzyskania kompletnej ochrony skóry. Upewnij się, że wokół podstawy stómi nie ma żadnych szczelín, aby zapewnić maksymalną ochronę skóry.

7. Umieść na głowicy eakin Cohesive® stomawrap na podstawie na której znajdują się dźwignie. Dźwignie eakin Cohesive® stomawrap jest wstępnie wyciągnięty.

prerezana, da se lažje prilagodijo velikim in ovalnim stómi ali stómi nepravilne oblike.

8. Tesnilo eakin Cohesive® stomawrap nanesite na kožo z nežnim pritiskom in ga za kratek čas držite na mestu, da bo dobro privršeno. Tesnilo eakin Cohesive® stomawrap oblikujte tako, da se prilega stómi ali robu rane.

9. Prekrijte konca izdelka, da popolnoma zaščitite kožo. Poskrbite, da se bo tesnilo dobro prilegalo in da okrog stómi ne bo vrzelj, tako da bo koža čim bolj zaščitenica.

10. Pripomoček zaemete neposredno na površino tenila eakin Cohesive® stomawrap. Pripomoček nežno držite na mestu, dokler ni varno pritrjen na tenilo eakin Cohesive® stomawrap in kožo.

primenjene. Podložak eakin Cohesive® stomawrap unaprijet je izrezan kako bi bolje pristajao oko velikih in ovalnih stómi ali stómi nepravilne oblike.

11. Laganim pritiskom nanesite podložak eakin Cohesive® stomawrap na kožo in kratko držite na mestu tako da čvrsto prislušni. Oblikujte podložak eakin Cohesive® stomawrap in smjeru baze stómi ili rane.

12. Preklopite dva kraja proizvoda za potpuno zaščito koži. Poskrbite, da se bo tesnilo dobro prilegalo in da nema praznina oba kraja.

13. Postavite pomoček na površino podložka eakin Cohesive® stomawrap. Držite nežnim pritiskom dokler se nizano ne pritrvi na podložak eakin Cohesive® stomawrap in okolni kožo.

14. Predložak eakin Cohesive® stomawrap unaprijet je izrezan kako bi bolje pristajao oko velikih in ovalnih stómi ali stómi nepravilne oblike.

15. Laganim pritiskom nanesite predložak eakin Cohesive® stomawrap na kožo in kratko držite na mestu tako da čvrsto prislušni. Oblikujte predložak eakin Cohesive® stomawrap in smjeru baze stómi ili rane.

16. Superpona los dos extremos del producto para una protección completa de la piel. Asegure un ajuste perfecto sin espacios alrededor de la base del estómago para prevenir la fuga de fluidos.

17. Coloque el accesorio directamente sobre la superficie del amilllo eakin Cohesive® stomawrap. Manténgalo en su lugar presionando suavemente hasta que quede firmemente sujetado a la piel.

18. Retire del anillo cualquier dispositivo del cuerpo. Retire el eakin Cohesive® stomawrap cuidadosamente pelando y rodando desde el borde exterior. Limpiar suavemente para dejar la piel limpia y seca. Se puede usar un removedor de adhesivo médico para eliminar residuos del cuerpo o del aparato.

19. Eliminación Disponga de los productos de desecho de acuerdo con las pautas locales.

20. Advertencias y precauciones

Posvetej se zdravstvenim osebjem, če imate iritacijo kože, redčino (pordelek kože), ali čutite nelagodje na mestu, kamor ste namevali namestiti produkt, pred uporabo produkta. Če se med uporabo pojavi kateri kolik od navedenih simptomov, uporabite prekinite in se posvetujte z zdravstvenim delavcem. Producata ne uporabljajte na razpoloki koži ali odpitih ranah.

Ni namenjeno ponovni uporabi. Ponovna uporaba izdelka za enkratno uporabo lahko škoduje uporabnikom zaradi tveganja za okužbo in slabšega delovanja izdelka.

21. Druge informacije Shranjujte v škatki na ravni površini pri sobni temperaturi med 10 in 30 °C. Ne shranjujte v hladilniku.

Družba eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

22. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

23. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

24. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

25. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

26. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

27. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

28. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

29. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

30. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

31. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

32. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

33. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

34. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

35. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

36. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti prizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno ploskevanje zdravja ali smrt pacienta.

37. Ovlaščenje eakin® ne prevzema odgovornosti za poskodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v povezavi z uporabo te naprave, je tre