







EN Instructions for use

1. Preparation: Ensure skin is clean and dry before application (1a).

If the baseplate is pre-cut, please proceed to step (2). If the baseplate needs to be cut to size, use the enclosed measuring guide to measure the size and shape of the stoma (1b). Using the cutting guide on the baseplate cut a hole to fit the exact pre-measured size and shape of the stoma using curved scissors (1c). An accurate fit reduces the risk of leaks and skin problems.

2. Application: Peel the protective film off the baseplate (2a). Align the centre hole of the baseplate around the stoma. Starting at the bottom of the baseplate press gently against your skin, smoothing upwards and outwards to ensure the entire baseplate is securely adhered to the skin. Extend pop-up on baseplate (2b), and click to attach pouch (2c) & (2d). Confirm secure attachment (2e) & (2f). (Filter covers are included which can be used when bathing or to prevent 'pancaking'). Apply the cover by lifting up the split fabric and placing the cover over the filter which can be seen as a dark circle).

3. Emptying drainable pouches: Peel both hook tabs off the Velcro strip and pull up (3a). To make a larger opening for emptying pull upwards on the opening tab and drain pouch contents into the toilet. Clean any leftover output from the outlet if necessary (3b). To close, fold the outlet back up and secure by attaching the two hook tabs onto the Velcro strip (3c). Attach the Velcro strip to the Velcro dot under the split fabric for added comfort and discretion (3d).

4. (i) Removal of the pouch: Peel down to remove (4a).

4. (ii) Removal of the baseplate: Gently remove the pouch by peeling the baseplate downwards and away from the skin. Apply light pressure to your skin with your free hand to aid removal.

5. Disposal: Place used products into a waste bag and waste bin (5a). Do not flush the product down the toilet (5b). Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

AE تعليمات الاستخدام

التحضير

تأكد أن الجلد نظيف وجاف قبل الاستخدام (1a).

إذا كان الكيس السابق القطع، يرجى الانتقال إلى الخطوة رقم (1). إذا كنت الصفيحة القاعدية في حاجة إلى قطعها حسب الحجم، استخدم دليل القياس المرفق لقياس حجم الفتحة الأسطوانية وشكلها (1b). استخدم الدليل الإرشادي للقطع الموجود على الصفيحة القاعدية لقطع فتحة تلائم بدقة حجم وشكل الفتحة الأسطوانية التي تمت بقولها مسبقاً باستخدام مقص منحنى، (1c). القطع الدقيق يقلل من خطر التسربات ومشاكل الجلد.

الاستخدام

أزج الغطاء (أو أي من الصفيحة القاعدية (2a). اختيار الفتحة الموجودة في وسط الصفيحة القاعدية حول الفتحة الأسطوانية. أولاً من أسفل الصفيحة القاعدية واضغط برفق في اتجاه ذلك، لتقوم بشوية الكيس لأعلى وللداخل للتأكد من أن الصفيحة القاعدية تلتصق بإحكام بالجلد. السليم. أبسط الجزء البازر الموجود على الصفيحة القاعدية للامام (2b). والصق الكيس بالضغط على الصفيحة القاعدية حتى تمتص صوت ممتلئة (2c). و (2d). تأكد من إحكام الالتصاق (2e). (2f).

(المنتج مزود بأغطية المرشحات والتي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام أو لمنع هبوط الكيس وتسببها. ضع الغطاء بواسطة رفع السبيج الفاصل ووضع الغطاء على المرشح والذي يبدو بشكل دائري دائك).

تبريع آفيس التصريف

أزج كلا مقبض أمبليك من تربيط فلكرو وفك مزجج تصريف الضفلات (3a). إعمل فتحة أكبر للفرغ من المزجج من أعلى على مقبض التتح وأسرف مغزليات الكيس في المرحاض. يلف أي فضلات متبقية من المزجج إذا تمت الحاجة (3b). للطاق أطوي مزجج التصريف لأعلى مرة أخرى وإحكام إغلقه بواسطة إمسك كلا مقبض المشبك شريط فلكرو (3c). الشق شريط فلكرو بنقطة فلكرو أسفل السبيج الفاصل ليزيد من الراحة والإحكام (3d).

4. إزالة الكيس

قشره إلى أسفل لتزليه (4a).

4. إزالة الصفيحة القاعدية

أزج الكيس برفق بواسطة مقبض الصفيحة القاعدية لأسفل وبعيداً عن الجلد. اضغط على جلدك بخفة بيدك المرة للمساعدة في إزالة الكيس

5. التخلص من المنتج

جمع المنتجات المستخدمة في كيس الغفايات ومستودق الغفايات (5a). لا ترمي المنتج في المرحاض. (5b). تخلص من غفايات المنتجات طبيًا إلى مرشحات المظلية.

CZ Návod k použití

1. Příprava: Před aplikací se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá (1a).

Pokud je podložka předem vystřižená, postupujte prosím podle kroku (2). Pokud podložka musí být vystřižena na míru, k měření velikosti a tvaru stomie použijte přiložený návod k měření (1b). Pomocí průvodce vystřihováním na podložce vystřihněte pomocí zakřivených nůžek otvor tak, aby odpovídal přesně předem změřené velikosti a tvaru stomie (1c). Přesné spojení snižuje riziko prosknutí a kožních problémů.

2. Aplikace: Z podložky Odstraňte ochranný film z lepicí plochy (2a). Zarovnejte středovou díru podložky kolem stomie. Počínaje spodní částí podložky jemně přitlačte na kůži, vyhladte nahoru a směrem ven, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost celé podložky k pokožce. Natáhněte zátky na podložce (2b) a pro připevnění sáčku zaklikněte (2c) a (2d). Potvrďte bezpečné připojení (2e) a (2f). (Zahnutý jsou zátky filtrů, které lze použít při koupání nebo jako prevence „blokáce“). Naneste zátku zvednutou rozdělené tkaniny a umístěním krytu na filtr, který lze vidět jako trmavý kruh).

3. Vyprazdňování výpustných sáčků: Odlepte oba výstupy ze suchého zipu a rozložte výpusť (3a). Chcete-li větší otvor pro vyprázdnění, zatáhněte směrem nahoru za otevírací jazyček a vypusťte obsah sáčku do záchodu. V případě potřeby vyčistěte veškerý zbylý výstup z výpusť (3b). Chcete-li zavřít, zavěňte výpusť zpět a zajištěte připojením obou výstupků k suchému zipu (3c). Suchý zip připevněte k lečce suchého zipu pod rozdělenou tkaninou pro větší pohodlí a diskrétnost (3d).

4. (i) Výmění sáčků: Odlopněte a vyměňte (4a).

4. (ii) Výmění podložky Opatrně vyměňte sáček odlopnutím podložky směrem dolů a směrem pryč od pokožky. Pro odstranění volnou rukou vyvíjejte na pokožku jemný tlak.

5. Likvidace: Použité produkty vložte do odpadního sáčku a odpadkového koše (5a). Produkt nespolejte do toalety (5b). Odpadní produkt zlikvidujte v souladu s místními směrnicemi.

DK Brugsanvisning

1. Forberedelse: Sørg for, at huden er ren og tør før påsætning (1a).

Hvis posen har forudstanset hul, gå til trin (2). Hvis basispladen er for justerbart i størrelse, anvendes en opklipbar basisplade. Brug den medfølgende måleguide til at måle stomiens størrelse og facon (1b). Med en buet saks klippes der ved hjælp af klippeguiden et hul på basispladen, som nøjagtigt passer til den på forhånd opmålte størrelse og form af stomien. (1c). En nøjagtig pasform reducerer risikoen for lækager og hudproblemer.

2. Påsætning: Fjern beskyttelsesfilmen fra basispladen (2a). Placer basispladens midterste hul rundt omkring stomien. Start nederst på basispladen og tryk den forsigtigt mod din hud, glat huden opad og udad for at sikre, at hele basispladen fastgøres sikkert på hud. Træk pop-up ringen frem fra bundpladen (træk op i den lille ring) (2b), og klik for at koble posens ring fast på den lille ring (2c) & (2d). Kontrollér at pose/plade er sikkert sammenkoblet (2e) & (2f). (Kulfilterafdækninger (beige klistermærker) som er vedlagt, kan bruges under badning eller til at forhindre vakuum i posen. Påsæt kulfilterafdækningen ved at løfte op i det opdeltte stofbetræk og placer afdækningen over kulfilteret, som kan ses som en mørk cirkel).

3. Tømning af tømbar pose Frigør begge sideflapper fra velcrostrimlen og fold udløbet ud (3a). Træk åbningstappen opad for at få en større åbning til tømning og tøm posens indhold ud i toilettet. Rengør udløbet for eventuelt output ved behov (3b). Fold udløbet nøje og stram op igen og fastgør de to sideflapper på velcro strimlen (3c). Fastgør velcrostrimlen til den lille velcro cirkel under det opdeltte stof for ekstra komfort og diskretion (3d).

4. (i) Fjernelse af posen: Skrab/bøj øverste posekant nedad for at fjerne (4a).

4. (ii) Fjernelse af basispladen: Fjern posen forsigtigt ved at "skrælle" basispladen nedad og væk fra huden. Med din frie hånd, trykkes let/holdes igen på din hud omkring stomien for dermed at hjælpe med at fjerne pladen.

5. Bortskaffelse: Anbring brugte produkter i en affaldspose og affaldsspand. (5a). Skyd ikke produktet ud i toilettet. (5b). Bortskaf affaldsprodukter i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

IT Istruzioni d'uso

1. Preparazione: Controllare che la cute sia pulita ed asciutta prima dell'applicazione (1a).

Se la placca è pretagliata passare allo step (2). Se la placca deve essere tagliata su misura utilizzando la guida presente nella confezione per stabilire taglia e forma dello stomia (1b). Praticare un foro in corrispondenza dell'esatta misura e forma dello stomia prescelto e indicata sulla placca utilizzando le forbici curve. (1c). Una corretta vestibilità riduce il rischio di perdite e problemi alla cute.

2. Applicazione: Rimuovere la pellicola protettiva dalla placca (2a). Allineare l'apertura centrale della placca con lo stomia. Partendo dal fondo della placca effettuare contemporaneamente e delicatamente una pressione verso l'alto e verso il basso per assicurarsi che la placca aderisca completamente alla cute. Allargare il pop-up sulla placca (2b) e premere per attaccare (2c) e (2d). Controllare che tutto sia correttamente agganciato (2e) e (2f). (I rivestimenti per i filtri inclusi nella confezione possono essere utilizzati prima di bagnarsi per prevenire l'effetto "pancaking"). Applicare il rivestimento sollevando il tessuto e posizionare il rivestimento sul filtro che è un cerchio nero).

3. Svuotare sacche drenabili: Sganciare entrambi i ganci ad uncino dal velcro e scoprire lo scarico (3a). Per allargare la fessura per lo svuotamento tirare la linguetta di apertura verso l'alto e svuotare il contenuto della sacca nel water. Pulire qualsiasi residuo rimasto nello scarico se necessario (3b). Per richiudere, ripiegare lo scarico ed agganciare i ganci ad uncino al velcro (3c). Attaccare il velcro sotto la metà del tessuto per ulteriore comfort e discrezione (3d).

4. (i) Rimozione della sacca: Effettuare un movimento verso il basso per rimuovere (4a).

4. (ii) Rimozione della placca: Rimuovere delicatamente la sacca sollevando la placca con un movimento verso il basso sfaccandola dalla pelle. Applicare una leggera pressione sulla cute con la mano libera per facilitare la rimozione.

5. Smaltimento: Gettare i prodotti utilizzati in sacchi e nei secchi della spazzatura (5a). Non gettare il prodotto nel water (5b). Smaltire i prodotti seguendo le linee guida locali.

JP 使用方法

1.準備: まず皮膚を清潔にし、よく乾かします (1a)。

プレカットのバウチの場合は、(2)へ進んでください。ベースプレートはサイズに合わせてカットする必要がある場合は、同封されている計測ガイドに書いてあるストマのサイズと形を測ってください (1b)。ベースプレート上に書いた切り取りガイドに沿って測ったサイズと形にぴったり合うように、先の曲がったハサミを使って切ってください (1c)。漏れのリスクや肌へのトラブルを減らすためには、ベースプレートの穴とストマのマグがぴったり合っていることが大事です。

2.貼付方法: ベースプレートから保護フィルムを剥がします (2a)。ストマの周りにベースプレートの真ん中の穴を合わせます。始めにベースプレートの下方からやさしく肌を押し当て、上側と外側に向かってなじませてベースプレート全体を皮膚にしっかりと密着させます。ベースプレートのポップアップ部分を伸ばします (2b)。そして、バチッとバグを留めます (2c) & (2d)。しっかりと接合したことを確認してください (2e) & (2f)。入浴中用、または排泄物がバグの中に真空パックされたバタンキーキ状態になつてしまふを防ぐために使用フィルターカバーが同封されています。フィルターカバーをご使用の際には布のストリッパを持ち上げ、黒いぽい色の円形のフィルター部分にカバーをとりつけてください。

3.ドレナブルバグを空にする: マジックテープの両側の羽根状の閉鎖具をはがし、折られたまわっていた排出口を広げます (3a)。排出口のタブを上へ引き上げ排出口を大きく開き、トイレに内容物を排出します。必要であれば、排出口に残った排出物をきれいにします (3b)。閉めるには、排出口を折りたたみ、二つの羽根状の開鎖具をマジックテープに留めて、固定します (3c)。さらにバグをコンバクトで快適にするためには、マジックテープ部分を不織布のストリッパの中にある円形のマジックテープに留めてください (3d)。

4. (i) バグの外し方: 下方へ向かって、めくように (ビールダウ) して、外します (4a)。

4. (ii) ベースプレートの外し方: ベースプレートを下側に向かってめくるように、肌から離してやさしく剥がします。空いている方の手で軽く肌を押さえ、外す際の補助をします。

5.廃棄: 使用済み製品は、廃棄袋に入れごみ箱に入れます (5a)。トイレに本製品を流さないでください (5b)。自治体の指示に従って使用済み製品を廃棄してください。

FI Käyttöohjeet

1. Valmistelu: Varmista, että iho on puhdas ja kuiva ennen asettamista (1a).

Jos pohjalevy on leikattu valmiiksi, siirry vaiheeseen (2). Jos pohjalevy on leikattavana kokoon, mittaa avanteen koko ja muoto ohjeen paperisen avannemittauksen mukaan (1b). Leikkaa avanteen kokoinen reikä pohjalevyn ääniviivojen avulla. Käytä kaarevia saksia ja varmista ettei leikkaa pussikalvon läpi toiselle puolelle. (1c). Tarkka sivuvuus vähentää vuotojen ja iho-ongelmien riskiä.

2. Käyttö: Poista suojakalva pohjalevystä (2a). Kohdista pohjalevyn keskialku avanteen ympäri. Aloita pohjalevyn kiinnittäminen painamalla pohjalevyn avanteen alapuolelta kevyesti ihoa vasten, tasoitamalla sitä ylöspäin ja ulospäin varmistaaksesi, että koko pohjalevy kiinnittyy tiukasti ihoon. Nosta pohjalevyn pop-up – ohjausrengas (2b) ja napsauta kiinnittäkseen pussi (2c) & (2d). Varmista kiinnitys (2e) ja (2f). (Mukana toimitettavia suodattimen suojaa voidaan käyttää uimien aikana tai estämään ilman kertyminen pussiin. Kiinnitä suoja nostamalla halkaista kangas ylös ja asettamalla suoja suodattimen päälle, joka näkyy tummana ympyränä).

3. Tyhjennä tyhjennyspussi: Avaa molemmat pussinsulkijat taranauhasta ja avaa poistaukko (3a). Jos haluat tehdä suuremman aukon tyhjentämistä varten, vedä avausosista ylöspäin ja valuta pussin sisältö w:hen. Puhdista tarvittaessa jännökkeit poistaukosta (3b). Sulje talittamalla poistaukko takaisin ylös ja kiinnittämällä kaikki pussinsulkijat takaisin taranauhaan (3c). Kiinnitä taranauha taranauhaan kankaan alle lisäämään mukavuutta ja huomaamattomuutta (3d).

4. (i) Pussin poistaminen: Irrota pussi "kuorimalla" kevyesti alaspuin (4a).

4. (ii) Pohjalevyn poistaminen: Poista pohjalevy varovasti kuormalla pohjalevyn alaspuin ja pois päin ihosta. Levitä ihoa kevyesti kädellä poistamisen helpottamiseksi.

5. Hävittäminen: Aseta käytetyt tuotteet jätetussiin ja roskakoriin (5a). Älä huuhtele tuotteita w:hen (5b). Hävitä jätetuotteet paikallisten ohjeiden mukaisesti.

SI Navodila za uporabo

1. Priprava: Pred uporabo poskrbite, da bo koža čista in suha (1a).

V primeru predhodno izrezane kožne podloge, nadaljujte na korak (2). Če je potrebno kožno podlogo izrežati na določeno velikost, velkost in obliko stomie izmerite s priloženim merilnikom (1b). Z uporabo merilnika na kožni podlogi z ukrivljenimi škarijami izrežite luknjo, ki se bo natančno prilegala velikosti in obliki stomie, pri čemer pazite, da ne prerežete filma vrečke na drugi strani (1c). Natančno prileganje zmanjša tveganje za iztekanje in težave s kožo.

2. Namestitve: S pritrilne podloge odstranite zaščitni film (2a). Središčno luknjo kožne podloge poravnajte okrog stomie. Kožno podlogo nežno pritiskate na kožo, pri čemer začnite na njenem spodnjem delu, in jo poravnajte navzgor in navzven, da zagotovite, da bo celotna podloga varno pritrjena na kožo. Izločite pritrilno podlogo in jo pritrilite na kožo (2b). Preprijete se, da je vrečka dobro pritrjena (2c) in (2d). (Priložene so filtrske prevleke, ki jih lahko uporabljate pri kopanju in za preprečevanje nabiranja izločka v okolici stomie. Prevleke namestite tako, da dvignete razcepljeno tkanino in prevleko postavite čez filter, ki ga lahko vidite kot temen krog.)

3. Praznjenje vrečk na izpust: Oba jezička odlepite z velkro traku in odvijte odprtno zapenko (3a). Da odprtno za praznjenje povečate, potegnite odprtni jeziček navzgor in vsebino vrečke izpraznite v stranišče. Z odprline po potrebi odstranite ves preostali izloček (3b). Da zaprete, odprtno znova zavijte in jo z dvema jezičkoma pritrilite na velkro trak (3c). Velkro trak pritrilite na velkro piko pod razcepljeno tkanino, da povečate udobje in diskretnost (3d).

4. (i) Odstranitev vrečke: Vlecite navzdol da odstranite (4a).

4. (ii) Odstranitev kožne podloge: Vrečko nežno odstranite, tako da kožno podlogo odlepite v smeri navzdol in stran od kože. Za lažjo odstranitev s prosto roko rahlo pritiskate na kožo.

5. Odhajanje odpadkov: Uporabljene izdelke postavite v vrečko za smeti in zavrijte v koš za odpadke (5a). Izdelke ne odlopite v stranišče (5b). Odpadne izdelke odstranite v skladu z lokalnimi smernicami.