

L'anneau protecteur
eakin **Cohesive**[®]

Un **petit changement** a
un **impact puissant**,
pour **chaque patient**



Petit mais puissant - Études de cas

L'ajout d'un anneau eakin **Cohesive**[®] est un petit changement pour les personnes stomisées mais peut avoir un grand impact sur leur vie quotidienne. Les anneaux eakin **Cohesive**[®] sont conçus pour :



Prévenir les fuites



Protéger la peau



Absorber jusqu'à 4 fois plus que les autres¹



Redonner confiance aux personnes stomisées



Les anneaux **eakin Cohesive**[®] travaillent dur pour vos patients tous les jours.
Tout comme vous.

Écoutez ce que disent certains de nos clients

Scannez ici
pour écouter
nos histoires



Cela faisait environ un an que j'avais commencé mon parcours lorsqu'on m'a présenté les anneaux **eakin Cohesive®** et *ils ont été incroyables !* Ils s'étirent, ils ne perdent pas leur pouvoir collant, ils remplissent les espaces.

Pour moi, ce *n'est pas seulement un petit changement* c'est un *véritable tournant dans ma vie.*

Robyn,
Royaume-Uni

Mon infirmière en stomie, elle était géniale, a décidé pour moi d'utiliser les anneaux **eakin Cohesive® seal** et *je l'adore.*

J'en ai essayé quelques autres, mais ils affectent ma peau, je réagis contre eux, mais avec celui d'eakin, je ne le fais pas. Dès que je le mets, *je me sens en sécurité* avec sous la poche.

Clare,
Royaume-Uni



Ma stomie elle-même dépassait un peu, mais aussi au cours de la journée, elle rétrécissait et grandissait, et l'anneau protecteur a aussi géré ça, ce qui signifie que je n'avais pas besoin d'être aussi précis pour couper la poche, car bien sûr, il y avait un bon chevauchement sur l'anneau.
Je n'ai plus à m'inquiéter.

Ian, Royaume-Uni

Continuez votre lecture pour découvrir des études de cas d'infirmières qui montrent comment les anneaux **eakin Cohesive®** font la différence au quotidien.

#SmallButPowerful

Les anneaux protecteurs eakin **Cohesive**[®] pour renforcer la confiance

Historique

- Homme très actif avec de jeunes enfants.
- Chirurgie d'urgence non planifiée.
- Pas d'indépendance - sa femme s'occupe de sa stomie.
- Se sent limité dans ses mouvements.

Problèmes rencontrés

- La poche fuit autour de la stomie, ce qui entraîne une rétention d'humidité.
- La peau péristomiale est excoriée, provoquant des douleurs et une gêne.
- Perte de confiance et anxiété quant à l'avenir.
- Utilisation d'une poche plane et obligation de la renforcer plusieurs fois avec du ruban adhésif ordinaire pour la faire adhérer.

Conseils de l'infirmière

Utiliser un anneau eakin **Cohesive**[®] slims sous une poche convexe souple avec une petite quantité de pâte eakin **Cohesive**[®] pour créer une surface lisse. Elle lui a conseillé de changer de poche tous les deux jours, même s'il n'y avait pas de fuites, afin d'inspecter et de nettoyer la peau et de s'assurer de sa guérison.

Jour 1



1 semaine



Solution avec les anneaux eakin Cohesive®

Après une semaine d'utilisation

- La peau s'était considérablement améliorée et la douleur s'était atténuée.
- Pas de sensation de brûlure ni de fuite.
- Augmentation de la durée de port de la poche.

Moins d'un mois après la consultation initiale

Peau : Aucune douleur, gêne ou excoriation de la peau.

Gestion de la stomie : Il est maintenant totalement indépendant et se sent capable de gérer sa stomie.

Une vie plus riche : La sérénité a été rétablie - il n'éprouve plus de stress ni d'inquiétude pour l'avenir. Il a repris ses activités quotidiennes normales et une vie active.

« Il est très clair que le petit ajout d'un anneau eakin Cohesive® peut améliorer considérablement la vie quotidienne. »

1 mois



eakin **Cohesive**[®] stomawrap en cas de grandes stomies et de mauvaise visibilité

Historique

- Femme de 73 ans qui était très active et aimait marcher.
- 2011 : Lésion de la moelle épinière entraînant une incontinence fécale et urinaire.
- 2018 : Formation d'une iléostomie en boucle.

Problèmes rencontrés

- Stomie difficile : à droite, granulome sur la muqueuse et inclinée et saillante à gauche.
- Mauvaise visibilité de la stomie.
- Lésions cutanées péristomiales dues à des fuites constantes.
- Insomnie due à des douleurs abdominales permanentes, y compris au niveau de la stomie.
- Changements continus de support - 5 fois par semaine.

Conseils de l'infirmière

Elle a d'abord changé pour un autre système à deux pièces, puis à une pièce, mais aucun ne fonctionnait. **Les fuites continuaient et la peau péristomiale restait rouge et douloureuse.**

Avec l'aide d'**eakin**[®], le système eakin **dot**[®] 2 pièces avec eakin **Cohesive**[®] a été mis en place. L'anneau a été choisi pour sa découpe unique et sa forme ovale permettant une application facile - enveloppant la stomie pour créer un joint sécurisé.

Avant



Solution avec eakin Cohesive® stomawrap

Nouvelle routine régulière

- L'anneau a permis d'éviter les fuites et de réduire de moitié les 5 changements hebdomadaires de support.
- Les changements sont plus rapides, ne prenant que 15 minutes.
- L'indépendance a été restaurée et la patiente peut changer elle-même sa poche en toute confiance.

Peau : L'état de la peau péristomiale s'est considérablement amélioré, il n'y a plus de fuites.

Gestion de la stomie : Avec les ajustements du gabarit de la plaque et l'introduction de l'anneau, une bonne routine a été établie.

Une vie plus riche : La sérénité a été rétablie - après une longue lutte, la tranquillité d'esprit est revenue et la patiente est satisfaite des soins de sa stomie.

Étude de cas soumise par :

Marjon Valk,

Infirmière stomathérapeute et infirmière spécialisée en incontinence,
Bernhoven Hospital, Uden



Peau améliorée



#SmallButPowerful

eakin **Cohesive**[®] stomawrap pour les stomies volumineuses et prolabées

Historique

- Homme de 72 ans
- Février 2018 : Cancer colorectal entraînant une résection intestinale avec iléostomie en grande boucle.
- Juillet 2020 : Le cancer a progressé et l'homme a été orienté vers les soins palliatifs.

Problèmes rencontrés

- Les deux membres de l'iléostomie en boucle se sont prolabés, ce qui a rendu difficile la visualisation de la peau péristomiale pour appliquer un anneau et une poche.

Conseils de l'infirmière

En raison de la visibilité réduite de l'iléostomie en boucle, eakin **Cohesive**[®] stomawrap a été suggéré pour faciliter l'application. Le patient utilisait auparavant eakin **Cohesive**[®] small pour protéger la peau péristomiale.

Compte tenu du prolapsus de la stomie, l'ouverture de la poche a été légèrement agrandie pour faciliter l'application - laissant des espaces entre la plaque et la stomie. eakin **Cohesive**[®] stomawrap a comblé ces espaces, s'adaptant parfaitement sous le support.



Solution avec eakin Cohesive® stomawrap

Peau : Aucune fuite ne s'est produite et l'état de la peau est resté excellent.

Gestion de la stomie : L'utilisation d'eakin Cohesive® stomawrap a permis au patient de fixer facilement les deux extrémités du produit au-dessus de sa stomie, créant ainsi un **ajustement sûr par simple contact**.

Gestion de la stomie : L'indépendance dans la prise en charge de la stomie a permis de ne pas dépendre de l'aide d'autrui et de poursuivre sa routine normale.

Soins continus

- L'état de santé de cet homme s'étant détérioré, il a dû se faire aider par un soignant, notamment pour s'occuper de sa stomie.
- Le soignant avait une expérience minimale des soins de stomie, mais il a trouvé l'application d'eakin Cohesive® stomawrap simple.
- L'état de la peau est resté excellent.



Pour des raisons visuelles, eakin Cohesive® Stomawrap est appliqué sans être serré afin de montrer la jonction.



Étude de cas soumise par :
Kate Slattery
Infirmière stomathérapeute communautaire, Irlande

#SmallButPowerful

eakin **Cohesive**[®] stomawrap pour les hernies et stomies plus larges

Historique

- Homme de 76 ans.
- Iléostomie terminale formée en raison d'un cancer colorectal.

Problèmes rencontrés

- A développé une grande hernie parastomale mais a été jugé inapte à une réparation chirurgicale en raison de multiples comorbidités.
- Prolapsus de la stomie qui mesurait 80 mm.
- Fuites régulières de la poche.
- Essai de l'Easifold Maxi 1 pièce qui a permis de combiner une ouverture de 80 mm avec un anneau classique.
- Les anneaux devenaient trop fins lorsqu'ils étaient étirés à 80 mm.

Conseils de l'infirmière

eakin **Cohesive**[®] stomawrap a été recommandé en raison de sa forme unique, mais un anneau utilisé seul devenait trop fin lorsqu'il était étiré.

L'étanchéité est assurée par l'utilisation de deux anneaux eakin **Cohesive**[®] stomawrap superposés l'un sur l'autre et étirés à 80 mm, ce qui permet à l'anneau de s'étirer complètement autour de la stomie sans devenir trop fin.



Solution avec eakin Cohesive® stomawrap

La solution a été utilisée pendant un an et a permis d'obtenir une grande étanchéité et une protection de la peau.

Peau : Les fuites sont rares, donc la peau péristomiale reste saine.

Gestion de la stomie : Le patient applique en toute confiance l'anneau eakin **Cohesive®** stomawrap doublé pour protéger sa peau péristomiale.

Une vie plus riche : La durée moyenne du port avec l'anneau est de 3 jours, ce qui permet au patient de vivre sa vie sans se soucier des fuites.



Étude de cas soumise par :
Kate Slattery
Infirmière stomathérapeute communautaire, Irlande

#SmallButPowerful

eakin **Cohesive**[®] large

pour les peaux sensibles endommagées

Historique

- Homme obèse de 44 ans à la peau claire et aux cheveux roux.
- Déficent intellectuel.
- Diagnostic de MII - colite grave, prise en charge médicale infructueuse, ayant entraîné une colectomie totale.
- Formation d'une iléostomie terminale.

Problèmes rencontrés

- L'abdomen était serré et distendu, donc la stomie se trouvait sous les plis de la peau.
- Peau sensible avec un certain nombre d'allergies, notamment aux pansements adhésifs.
- Des fuites, une dermatite de contact aux effluents et des soignants non qualifiés ont entraîné une érosion sévère de la peau péristomiale.

Conseils de l'infirmière

La peau abîmée s'étendait jusqu'au bord extérieur de la plaque et il fallait donc protéger une plus grande surface de peau péristomiale. L'anneau eakin **Cohesive**[®] large a été introduit en raison de sa taille et de ses propriétés respectueuses de la peau.





Solution avec eakin Cohesive® large

Peau : La dermatite de contact des effluents se résout en appliquant l'anneau en taille large directement sur la peau péristomiale.

Gestion de la stomie : Le patient et les soignants ont été formés à la gestion des stomies et les problèmes rencontrés ont été résolus.

Une vie plus riche : Le patient a fait ce commentaire :

« Je me sens tellement plus heureux maintenant que je n'ai plus de peau douloureuse et de fuites et je peux retourner à mes cours de peinture sans m'inquiéter de faire des dégâts partout et de sentir mauvais. »



Étude de cas soumise par :
Sheryl Waye, Infirmière clinicienne consultante,
Hôpital universitaire de Gold Coast, Australie

#SmallButPowerful

Un anneau protecteur eakin® pour chaque situation



eakin **Cohesive**®
SLIMS

Votre protecteur contre les fuites

Protection
continue des
stomies de moins
de 50 mm

REF

839005

Profondeur **2,8mm**
Largeur **48mm**



eakin **Cohesive**®
small


Renforce votre protection

Pour les stomies de
moins de 50 mm
avec des selles
liquides fréquentes
ou de l'urine

REF

839002

Profondeur **4,2mm**
Largeur **48mm**



eakin **Cohesive**®
StomaWrap

Économise votre temps

Pour les stomies
plus grandes, de
plus de 50 mm, de
forme irrégulière

REF

839006

Profondeur **3,0mm**
Largeur **85mm**



eakin **Cohesive**®
large

Une couverture améliorée

Pour lisser les
surfaces cutanées
irrégulières ou pour
une plus grande
surface de peau

REF

839001

Profondeur **2,1mm**
Largeur **98mm**

eakin® au quotidien

L'utilisation d'un anneau eakin **Cohesive®** dans le cadre d'une **routine régulière** est un **petit changement** qui a un **impact puissant**. En empêchant les fuites de se produire et en maintenant la peau péristomiale en bonne santé, il permet aux personnes stomisées d'être plus heureuses, **plus confiantes et de profiter de leur vie sans fuites inattendues**.

Sans anneau dans la routine régulière de stomie, des fuites inattendues pourraient se produire, entraînant une peau péristomiale rouge et douloureuse et des traitements supplémentaires. Les fuites peuvent également entraîner une perte de confiance, ce qui peut empêcher les personnes stomisées de vivre pleinement leur vie. La prévention est la meilleure solution.

Chez **eakin®** c'est ce qui nous tient à cœur. Nos produits sont conçus pour aider nos clients à vivre leur vie aussi facilement, joyeusement et pleinement que possible.

Les anneaux eakin **Cohesive®** y contribuent en étant...

N° 1 pour l'absorption¹, empêchant activement les fuites de se produire.

Flexibles et malléables pour créer une étanchéité sûre et primordiale.

Respectueux de la peau grâce à une faible quantité d'ingrédients.

4 anneaux seulement qui s'adaptent à toutes les formes et tailles de stomies.

Un élément essentiel au quotidien dans le cadre d'une routine régulière de stomie.




eakin® 

T: 01.70.77.04.29

E: contact@eakin.fr

W: www.eakin.fr



Optez pour un changement petit mais puissant
Faites des anneaux eakin Cohesive® votre premier choix, tous les jours

References

1. Mc Groggan G, Haughey S and McDowell K (2018) An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. *Gastrointestinal Nursing* 16:1 42-4