

# eakin dot®

eakin dot® 2-pièces  
support plat  
anneau de 80 mm

Choisissez  
eakin dot®  
2-pièces en  
post-opératoire  
pour abdomen  
douloureux ou  
souple\*

## 4 raisons de l'utiliser :

1. Facile à utiliser<sup>1</sup>
2. Améliore la sécurité, le confort et la sérénité des patients<sup>1,2</sup>
3. Un support flexible, avec 6 plis d'aisance, pour mieux épouser les contours du corps<sup>1,2</sup>
4. Large anneau de 80 mm avec un grand plan de découpe, idéal pour les stomies ovales de grande taille<sup>2</sup>

\*Le patient de cette étude de cas a été évalué et conseillé par une infirmière stomathérapeute.

## Étude de cas soumise par :

Dominique Pautard,  
Infirmier Stomathérapeute,  
Centre Hospitalier d'Ardèche Nord,  
France

1. eakin dot® 2-piece user evaluations. Data on file, 2017-2019  
2. eakin dot® 2-piece nurse case study. Data on file, 2020

\*Skinsmart: respectueux de la peau

eakin dot®

A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE

## Antécédents du patient :

- Homme de 49 ans, artisan carreleur.
- Hospitalisé en urgence dans un contexte d'abcédation avec perforation colique nécessitant une **colostomie temporaire gauche** (technique de Hartmann).




## Problèmes :

- Patient **très douloureux** suite à une péritonite nécessitant un séjour en réanimation avec présence de nombreux drains abdominaux.


## Solution :

- Afin de **limiter les appuis** sur l'abdomen lors de la mise en place de la poche, un système à soufflet avec plis d'aisance semble approprié.
- La pâte eakin **Cohesive®** a complété le soin pour assurer l'étanchéité.



## Objectifs atteints grâce à eakin dot® 2-pièces

- Le patient a pu retrouver sa **sérénité** et son **indépendance**.
- Il peut à nouveau sortir et avoir une vie sociale et **professionnelle**.



## Arguments cliniques pour le choix d'eakin dot® 2-pièces:

- Soufflet rétractable avec anneau de guidage violet, CLIC audible et « retrait en tirant vers le bas » pour faciliter le changement de poche.<sup>1</sup>
- Durée de port prolongée grâce à l'hydrocolloïde *skinsmart™* (cliniquement prouvé), offre une plus grande sérénité et une durée de port plus longue que les autres appareillages leaders du marché.<sup>1</sup>